

Comodidad, precisión y fiabilidad

On·Call® Extra Mobile

Sistema de control de glucemia

Diseño intuitivo para un control de la diabetes más sencillo

El sistema de control de glucemia On Call Extra Mobile ofrece funcionalidades intuitivas para un control de la diabetes más sencillo a precios competitivos. El potente e inteligente glucómetro On Call Extra Mobile es compatible con ciertas plataformas de seguimiento del paciente en remoto para una gestión de datos en tiempo real.

On Call Extra Mobile es la solución ideal para controlar la glucemia sin tener que renunciar a la comodidad.



On·Call® Extra Mobile

- Con tecnología Bluetooth para gestionar los datos de forma inalámbrica
- Ahora compatible con las aplicaciones móviles de diasend® para iOS y Android
- Gran tamaño de pantalla que facilita la lectura de los resultados de las pruebas
- Tamaño práctico para realizar mediciones en cualquier lugar

diasend.
by **glooko**



Fiable y preciso



Precisión demostrada clínicamente, de conformidad con EN ISO15197:2015



Aviso de hipoglucemia e hiperglucemia



Registro de hasta 500 mediciones, con fecha y hora

Fácil de usar



Mediciones de 4 segundos



Muestra de sangre de solo 0,4 µL



Vuelva a aplicar una segunda gota de sangre en los siguientes 3 segundos para evitar masticar las tiras



No necesita código



Detección sonora de llenado

Comodidad, precisión
y fiabilidad

On·Call[®] Extra Mobile

Sistema de control de glucemia

Especificaciones

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Tecnología	Biosensor electroquímico con glucosa oxidasa (GOx)
Rango de medición	0,6 mmol/l-33,3 mmol/l (10 mg/dl-600 mg/dl)
Unidades de medida	Milimoles por litro (mmol/l) o miligramos por decilitro (mg/dl)
Tipo de muestra	Sangre total recién extraída (capilar)
Rango de hematocrito	25 %-60 %
Tamaño mínimo de muestra	0,4 µl
Duración de prueba	4 segundos
Almacenamiento de memoria	Hasta 500 mediciones con hora y fecha
Batería	Una (1) pila de botón de litio CR 2032 de 3 V
Duración de la batería	500 mediciones
Tamaño del medidor (prof. x anch. x alt.)	75 mm x 40 mm x 13 mm
Tamaño de la pantalla (prof. x anch.)	50 mm x 25 mm
Peso	36 g (con la pila)
Condiciones óptimas de funcionamiento	Entre 5 °C y 45 °C (41 °F-113 °F) y entre 10 % y 90 % de humedad relativa
Transferencia de datos	Bluetooth 4.2

Información para hacer el pedido

Sistema y glucómetro

NOMBRE DEL PRODUCTO	NÚMERO DE CATÁLOGO	GLUCÓMETRO	TIRAS DE PRUEBA	SOLUCIÓN DE CONTROL 1	LANCETAS	DISPOSITIVO DE PUNCIÓN*
Sistema de control de glucemia On Call Extra Mobile	G115-10T	•	10	•	10	•
Glucómetro On Call Extra Mobile	G115-11T	•				•
	G115-12T	•		•	10	•
	G115-13T	•		•		

Todos los sistemas y glucómetros vienen acompañados de un manual, una tarjeta de garantía, un estuche y una guía de referencia rápida.

*El dispositivo de punción trae equipada una tapa transparente para realizar la prueba en el antebrazo y la palma de la mano

Tiras y accesorios

NOMBRE DEL PRODUCTO	NÚMERO DE	CONTENIDO
Tiras de prueba de glucosa On Call Extra	G135-10H	Disponibles en diferentes modelos de 25 o 50 tiras de prueba por frasco, con prospecto incluido
	G135-11H	Disponibles en cantidades de 25 o 50 tiras de prueba en envases individuales de papel de aluminio,
Solución de control de glucosa On Call Extra	G125-12H	Una unidad de soluciones de control 0, 1 y 2 con prospecto incluido
Lancetas On Call	G124-10A	100 lancetas (25 por bolsa)
Dispositivo de punción On Call	G124-11A	1 dispositivo de punción, con prospecto incluido



aconlabs.com

ACON Laboratories, Inc.
San Diego, CA 92121, EE. UU.
Tel.: 1.800.838.9502
Fax: 1.858.200.0729
Correo electrónico: info@aconlabs.com